



**MANCHMAL
KANN
FEUCHTIGKEIT
PROBLEMATISCH
SEIN ...**

AquaVENT® VT
INTUITIVES MANAGEMENT VON FEUCHTIGKEIT

A Armstrong
Medical



...ABER NICHT IN AquaVENT® VT BEHEIZTEN BEATMUNGS- SCHLAUCHSETS



Die einzigen
Schlauchsets mit
antimikrobiellem
BioCote®-Schutz
als Standard

Beheizter
inspiratorischer
Schenkel

Weniger
Filterwechsel

Der beheizte,
dampfdurchlässige
expiratorische
Schenkel hält
das Schlauchset
trocken

Feuchtigkeit in
Beatmungsschlauchsets kann
problematisch sein, weil sie Zeit
und Aufwand erfordert und von der
Patientenversorgung ablenkt.

AquaVENT® VT reguliert die
Feuchtigkeit im gesamten
System intuitiv mit einem
dampfdurchlässigen
expiratorischen Schenkel, mit
dem das System für die Dauer der
Therapie trocken bleibt. Damit
können Sie sich ganz auf den
Patienten und die Verbesserung
des Behandlungsergebnisses
konzentrieren.

AquaVENT® VT ist Teil des AquaVENT® Sortiments an medizinischen Geräten und Beatmungsschlauchsets. Das gesamte Produktsortiment ist darauf ausgelegt, einen einfachen Therapiewechsel zu ermöglichen und somit Zeit und Abfall zu sparen. Jedes Beatmungsschlauchset ist für die Verwendung bei einem einzelnen Patienten für die Dauer von 14 Tagen bestimmt.

Vollständige Informationen zum AquaVENT® VT Sortiment gibt es im Internet auf www.armstrongmedical.net



armstrongmedical.net

Armstrong Medical

Wattstown Business Park, Newbridge Road,
Coleraine, BT52 1BS, Nordirland.

T +44 (0) 28 7035 6029

F +44 (0) 28 7035 6875

info@armstrongmedical.net