


**ALGUNOS
TIPOS DE
HUMEDAD
PUEDEN SER
DIFÍCILES
DE GESTIONAR ...**

AquaVENT® VT
Gestión intuitiva de la humedad

A Armstrong
Medical



Los únicos circuitos con protección antimicrobiana BioCote® de serie

Tubo inspiratorio calefactado


Menos cambios de filtro



...PERO NO EN EL CASO DE

AquaVENT® VT

LOS CIRCUITOS DE VENTILACIÓN CALEFACTADOS



Tubo
espiratorio
calefactado,
permeable al
vapor y que
mantiene el
circuito seco

La humedad en los circuitos de ventilación puede ser difícil de gestionar, restándole tiempo y esfuerzo al paciente.

AquaVENT® VT gestiona intuitivamente la humedad en todo el sistema con un tubo espiratorio permeable al vapor que permite que el sistema se mantenga seco durante la terapia. Esto le permite centrarse en el paciente ayudando a mejorar los resultados.

AquaVENT® VT forma parte de la gama AquaVENT® que incluye equipos y circuitos médicos. Toda la gama ha sido diseñada para permitir una transición sencilla y fácil entre tratamientos, ahorrando tiempo y residuos. Cada circuito está diseñado para un uso durante 14 días en un solo paciente.

Encuentre toda la información sobre la gama AquaVENT® VT en www.armstrongmedical.net



armstrongmedical.net

Armstrong Medical

Wattstown Business Park, Newbridge Road,
Coleraine, BT52 1BS, Irlanda del Norte.

T +44 (0) 28 7035 6029

F +44 (0) 28 7035 6875

info@armstrongmedical.net